

CATÁLOGO MICOTOXINAS

SOLUÇÕES INOVADORAS



abc-itaperuna.com

ABC
FOOD SAFETY

1ª edição



Desde 1971

Solidez para investir no futuro





Desde 1971

Solidez para investir no futuro

SOBRE NÓS



Onde ficamos

Rua Dr. João do Couto,
347 Itaperuna – RJ




Tradição

Empresa fundada em
1971



Atendimento

Personalizado às suas
demandas



Suporte

Da compra ao uso dos
produtos




Indústria

Produtos de higiene e
limpeza industrial



Transporte

Entregamos no seu
endereço*



Tecnologia

Soluções inovadoras
em Food Safety



Sinergia

Trabalhamos sempre em
parceria com sua empresa



*consulte disponibilidade

ONDE ATENDEMOS*

Entrega própria para os seguintes estados:



BA
MG
ES
RJ



*consulte disponibilidade

CONHEÇA AS NOSSAS SOLUÇÕES



REVEAL Q+



REVEAL Q+ MAX



RAPTOR



VERATOX



STAT-FAX 4700

PÁGINA

05

06

07

08-09

10

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

11-15

Imagens meramente ilustrativas

KIT REVEAL Q+



AFLATOXINA

Cód. 8085



T2/HT2

Cód. 8285




OCRATOXINA

Cód. 8685



AFLATOXINA

Cód. 8016



ZEARALENONA

Cód. 8185



DON

Cód. 8385



FUMONISINA

Cód. 8885

KIT REVEAL Q+ MAX



AFLATOXINA

Cód. 8088



T2/HT2

Cód. 8288



OCRATOXINA

Cód. 8688



ZEARALENONA

Cód. 8188



DON

Cód. 8388



Integrated Analysis Platform



**LEITOR DE DIAGNÓSTICO
RAPTOR**

Cód. 9680



**LEITOR DE DIAGNÓSTICO
RAPTOR SOLO**

Cód. 9696

ACESSÓRIOS



**SUPORTE DE TIRA
PARA RAPTOR**

Cód. 9681



**CALIBRADOR
RAPTOR**

Cód. 9691

KIT VERATOX



AFLATOXINA

Cód. 8030




ZEARALENONA

Cód. 8110



OCRATOXINA

Cód. 8610



AFLATOXINA HS ALTA SENSIBILIDADE

Cód. 8031



T2/HT2

Cód. 8230

KIT VERATOX

ACESSÓRIO



DON
Cód. 8331



DON 2/3
Cód. 8335



DON HS
ALTA SENSIBILIDADE
Cód. 8332



FUMONISINA 5/10
Cód. 8335



FILTRO DE PAPEL
Cód. 9352

ESPECTROFOTÔMETRO PARA ELISA



STAT-FAX 4700

Cód. 9303

- Para uso com a linha Veratox Neogen testes de ELISA
- Óptica bicromática com quatro filtros
- Tela interativa em LCD
- Calcula os resultados automaticamente

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

KIT REVEAL AFLATOXINA

Cód. 8016

25 testes qualitativos

Extração com etanol 65%

Somente para milho



Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 12 meses

KIT REVEAL Q+ AFLATOXINA

Cód. 8085

25 testes quantitativos

Extração com etanol 65%

Requer equipamento Raptor (9680 / 9696) + Suporte de tira (9681)

Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 18 meses

KIT REVEAL Q+ ZEARALENONA

Cód. 8185

25 testes quantitativos

Extração com etanol 65%

Requer equipamento Raptor (9680 / 9696) + Suporte de tira (9681)

Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 3 meses

KIT REVEAL Q+ T2/HT2

Cód. 8285

25 testes quantitativos

Extração com etanol 65%

Requer equipamento Raptor (9680 / 9696) + Suporte de tira (9681)

Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 12 meses

KIT REVEAL Q+ DON

Cód. 8385

25 testes quantitativos

Extração com etanol 65%

Requer equipamento Raptor (9680 / 9696) + Suporte de tira (9681)

Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 12 meses

KIT REVEAL Q+ OCRATOXINA

Cód. 8685

25 testes quantitativos

Extração com etanol 65%

Requer equipamento Raptor (9680 / 9696) + Suporte de tira (9681)

Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 3 meses

KIT REVEAL Q+ FUMONISINA

Cód. 8885

25 testes quantitativos

Extração com etanol 65%

Requer equipamento Raptor (9680 / 9696) + Suporte de tira (9681)

Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 12 meses

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

KIT REVEAL Q+ MAX AFLATOXINA

Cód. 8088

25 testes quantitativos

Extração com água

destilada/deionizada estéril

Requer equipamento Raptor (9680 / 9696) + Suporte de tira (9681)

Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 18 meses

KIT REVEAL Q+ MAX ZEARALENONA

Cód. 8188

25 testes quantitativos

Extração com água

destilada/deionizada estéril

Requer equipamento Raptor (9680 / 9696) + Suporte de tira (9681)

Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 3 meses

KIT REVEAL Q+ MAX T2/HT2

Cód. 8288

25 testes quantitativos

Extração com água

destilada/deionizada estéril

Requer equipamento Raptor (9680 / 9696) + Suporte de tira (9681)

Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 18 meses

KIT REVEAL Q+ MAX DON

Cód. 8388

25 testes quantitativos

Extração com água

destilada/deionizada estéril

Requer equipamento Raptor (9680 / 9696) + Suporte de tira (9681)

Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 12 meses

KIT REVEAL Q+ MAX OCRATOXINA

Cód. 8688

25 testes quantitativos

Extração com água

destilada/deionizada estéril

Requer equipamento Raptor (9680 / 9696) + Suporte de tira (9681)

Armazenamento: temp. ambiente

Validade: 3 meses

ACESSÓRIOS

SUPORTE DE TIRA PARA RAPTOR

Cód. 9681

50 unidades descartáveis

Para utilização nos equipamentos da linha Raptor (9680 / 9696) com as linhas Reveal Q+ e Reveal Q+ MAX

CALIBRADOR RAPTOR

Cód. 9691

1 unidade

Para calibração anual nos equipamentos da linha Raptor (9680 / 9696)

FILTRO DE PAPEL

Cód. 9352

100 unidades descartáveis

Para a filtração de amostras sólidas após a extração das micotoxinas investigadas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

LEITOR DE DIAGNÓSTICO RAPTOR

Cód. 9680

- A capacidade de testar até três amostras de maneira independente e simultânea proporciona uma maior produtividade de resultados.
- O Raptor[®] exige menos etapas, eliminando a influência do usuário sobre parâmetros críticos. Quebre a rotina enquanto o Raptor controla a temporização, a temperatura, o fluxo e a documentação.
- Os usuários podem integrar facilmente os dados de teste aos seus respectivos processos e configurar opções de exportação com total rapidez.

LEITOR DE DIAGNÓSTICO RAPTOR SOLO

Cód. 9696

- Com a bateria integrada, o Raptor[®] Solo permite que os usuários testem o que for necessário.
- O Raptor[®] exige menos etapas, eliminando a influência do usuário sobre parâmetros críticos. Quebre a rotina enquanto o Raptor controla a temporização, a temperatura, o fluxo e a documentação.
- Os usuários podem integrar facilmente os dados de teste aos seus respectivos processos e configurar opções de exportação com total rapidez.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

KIT VERATOX AFLATOXINA

Cód. 8030

48 micropoços para testes
quantitativos (0-50 ppb)

Requer equipamento leitor de Elisa
Stat-Fax 4700 (9303)

Armazenamento: refrigerado

Validade: 6 meses

KIT VERATOX DON

Cód. 8331

48 micropoços para testes
quantitativos (0-6 ppm)

Requer equipamento leitor de Elisa
Stat-Fax 4700 (9303)

Armazenamento: refrigerado

Validade: 6 meses

KIT VERATOX AFLATOXINA HS ALTA SENSIBILIDADE

Cód. 8031

48 micropoços para testes
quantitativos (1-8 ppb)

Requer equipamento leitor de Elisa
Stat-Fax 4700 (9303)

Armazenamento: refrigerado

Validade: 12 meses

KIT VERATOX DON HS ALTA SENSIBILIDADE

Cód. 8332

48 micropoços para testes
quantitativos (25-250 ppb)

Requer equipamento leitor de Elisa
Stat-Fax 4700 (9303)

Armazenamento: refrigerado

Validade: 6 meses

KIT VERATOX ZEARALENONA

Cód. 8110

48 micropoços para testes
quantitativos (0-500 ppb)

Requer equipamento leitor de Elisa
Stat-Fax 4700 (9303)

Armazenamento: refrigerado

Validade: 3 meses

KIT VERATOX DON 2/3

Cód. 8335

48 micropoços para testes
quantitativos (0,5-5,0 ppm)

Requer equipamento leitor de Elisa
Stat-Fax 4700 (9303)

Armazenamento: refrigerado

Validade: 6 meses

KIT VERATOX T2/HT2

Cód. 8230

48 micropoços para testes
quantitativos (0-250 ppb)

Requer equipamento leitor de Elisa
Stat-Fax 4700 (9303)

Armazenamento: refrigerado

Validade: 12 meses

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

KIT VERATOX OCRATOXINA

Cód. 8610

48 micropoços para testes

quantitativos (0-25 ppb)

Requer equipamento leitor de Elisa

Stat-Fax 4700 (9303)

Armazenamento: refrigerado

Validade: 3 meses

KIT VERATOX FUMONISINA 5/10

Cód. 8335

48 micropoços para testes

quantitativos (0-6 ppm)

Requer equipamento leitor de Elisa

Stat-Fax 4700 (9303)

Armazenamento: refrigerado

Validade: 6 meses

ACESSÓRIO

FILTRO SERINGA

Cód. 9420

1 unidade descartável

Para a filtração de amostras sólidas

após a extração das micotoxinas

investigadas

ESPECTROFOTÔMETRO PARA ELISA

STAT-FAX 4700

Cód. 9303

- Para uso com a linha Veratox Neogen testes de ELISA
- Óptica bicromática com quatro filtros
- Tela interativa em LCD
- Calcula os resultados automaticamente



Desde 1971

Solidez para investir no futuro

NOSSOS CANAIS



vendas@abc-itaperuna.com.br



abc-itaperuna.com



(22) 3824-2663



Rua Dr. João do Couto, 347
Itaperuna - RJ



(22) 9 8851 4842

ENTRE EM CONTATO

para mais informações, orçamentos e suporte técnico